

E 926

Module

voor het optimaal plaatsen van lange MIC-instrumenten.



- Plaatsingsmogelijkheid voor max. 13 holle instrumenten

EAN: 4002514504353 / Materiaalnummer: 07297050 / Oud Materiaalnummer: 69592601D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	13
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	568
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	580
Buitenmaat, brutodiepte in mm	630
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	2,60
Meegeleverde verpakking	
E 336 spoelhuis MIBO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	3
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuis, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	5
E 443 spoelhuis, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 10 mm [aantal]	3
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	2
E 454 inspuiter voor trocarhulzen 10–15 mm [aantal]	1
E 456 openingsveer voor MIC-instrumenten [aantal]	2
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	1