


KFR 10055

Flessenrek

voor veilig, ruimtebesparend bewaren van flessen.

EAN: 4002514522265 / Materiaalnummer: 07316060 /  
Oud Materiaalnummer: 38991055EU1



- Geschikt voor alle vrijstaande koelkasten / koel-vriescombinaties
- K 10.000 met een breedte van 55 cm
- Geschikt voor 5 flessen
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven