


KFR 10061

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.

EAN: 4002514522289 / Materiaalnummer: 07316080 /  
Oud Materiaalnummer: 38991061EU1



- Geschikt voor alle vrijstaande koelkasten / koel-vriescombinaties
- K 10.000 en 20.000 zonder PerfectFresh-Zone 60 cm breed
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm