


KFR 10067

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.

EAN: 4002514522296 / Materiaalnummer: 07316090 /
Oud Materiaalnummer: 38991067EU1



- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Geschikt voor alle vrijstaande koelkasten / koel-vriescombinaties
- K 10.000 met PerfectFresh-zone en een breedte van 60 cm
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm