

O 190/2  
bovenrek  
voor het optimaal plaatsen van diverse inzetrekken.



- Installatiehoogte: 215 mm mm
- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Magneet voor sensor sproeiarmen van PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materiaalnummer: 07333050 / Oud Materiaalnummer: 69119002D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	215
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	265
Buitenmaat, nettobreedte in mm	531
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,19