

O 191/2  
bovenrek  
voor het optimaal plaatsen van zeefschalen.



- Installatiehoogte: 115 +/- 20 mm
- Belaadbreedte: 480 mm
- Belaaddiepte: 450 mm
- Met ingebouwde magnetische sproeiarm boven het rek
- Magneet voor sensor sproeiarmen van PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materiaalnummer: 07333060 / Oud Materiaalnummer: 69119102D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	180
Buitenmaat, nettobreedte in mm	531
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30