


O 167/1

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van inlegzolen voor OK-klompen.



- Geschikt voor max. 28 inlegzolen
- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Magneet voor sensor sproeiarmen van PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materiaalnummer: 07333080 / Oud Materiaalnummer: 69116703D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Inzet voor OK-schoenen	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-schoenen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	480
Buitenmaat, nettodiepte in mm	475
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	495
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,23