

E 429/1

Wagen

voor de optimale reiniging van micro-instrumenten (oogheekunde), voor 2-4 OK-sets.



- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Niveau 1: bijv. 4x inzetrek E441/1 of 2x inzetrek E142 per niveau
- Niveau 2 links: 20 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 rechts: 16 Luer-Lock-adapters mannelijk, horizont. slang
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002514556253 / Materiaalnummer: 07333120 / Oud Materiaalnummer: 69542902D

| Productcategorisatie | |
|---|-----------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PG 8535 | • |
| Productcategorie | |
| Wagen voor oogheekundige instrumenten | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van oogheekundige instrumenten | • |
| Capaciteit | |
| OK-sets voor micro-instrumenten [aantal] | 2-4 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 520 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 540 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 540 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 530 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 550 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 550 |
| Nettogewicht in kg | 2,40 |
| Brutogewicht in kg | 3,30 |
| Meegeleverde verpakking | |
| E 476 houder [aantal] | 1 |
| E 477 aanslag [aantal] | 1 |
| E 790 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan vrouwelijk [aantal] | 8 |
| E 791 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan mannelijk [aantal] | 8 |