

E 440/3

Wagen

voor de optimale reiniging van micro-instrumenten (oogheelkunde), voor 4 OK-sets.



- Met ingebouwde magnetische sproeiarm
- Niveau 1 + 2: bijv. 4 x E 441/1 of 2 x E 142 per niveau
- Niveau 3 links: 20 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 3 rechts: 16 Luer-Lock-adapters mannelijk, horizont. slang
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002514556260 / Materiaalnummer: 07333140 / Oud Materiaalnummer: 69544004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor oogheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van oogheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	4
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	270
Buitenmaat, brutodiepte in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30
Meegeleverde verpakking	
E 476 houder [aantal]	1
E 477 aanslag [aantal]	1
E 790 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan vrouwelijk [aantal]	8
E 791 verbindingselement Luer-Lock vrouwelijk aan mannelijk [aantal]	8