

ASA 1

Magnetische sproeiarm

voor het bewaken van de spoelarm, te gebruiken in O 167, O 173, O 188, O 190.



- Uitbreidbaar bij bovenrekken zonder magnetische sproeiarm

EAN: 4002514569857 / Materiaalnummer: 07349850 / Oud Materiaalnummer: 69113501D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Magnetische sproeiarm	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	605
Buitenmaat, brutohoogte in mm	47
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	0,31
Brutogewicht in kg	0,40