

ASA 3

Magnetische sproeiarm

voor sproeiarmdetectie, te gebruiken in E 429, E 440.



- Uitbreidbaar bij wagens zonder magnetische sproeiarm

EAN: 4002514569871 / Materiaalnummer: 07349870 / Oud Materiaalnummer: 69113701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8528	•
PG 8535	•
<b>Productcategorie</b>	
Magnetische sproeiarm	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	45
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	0,26
Brutogewicht in kg	0,35