

MF 27/28-1

Transferwagen

voor het beladen en legen van reinigings- en desinfectieautomaten.



- Uitgerust met 4 looprollen, 2 daarvan verstelbaar
- Eenvoudige en aangename hantering door afgeronde grepen
- Met beide zijden koppel-/vergrendelbaar aan apparaat, rolband enz
- Inrijhoogte 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Met afneembare lekbak H 70, B 603, D 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materiaalnummer: 07397640 / Oud Materiaalnummer: 69200111D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1050
Buitenmaat, nettobreedte in mm	740
Buitenmaat, nettodiepte in mm	930
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1010
Buitenmaat, brutobreedte in mm	730
Buitenmaat, brutodiepte in mm	950
Nettogewicht in kg	32,00
Brutogewicht in kg	45,00