

E 944/2

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 500 - 1000 ml.



- 15 sproeikoppen (E 352), 6 x 220 mm met vergrendeling (E 354).

EAN: 4002514605050 / Materiaalnummer: 07459410 / Oud Materiaalnummer: 69594403D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	15
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	558
Buitenmaat, nettodiepte in mm	352
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	570
Nettogewicht in kg	3,92
Brutogewicht in kg	4,42