

E 944/2

Module

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals 500 - 1000 ml.



- 15 sproeikoppen (E 352), 6 x 220 mm met vergrendeling (E 354).

EAN: 4002514605050 / Materiaalnummer: 07459410 / Oud Materiaalnummer: 69594403D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	15
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	558
Buitenmaat, nettodiepte in mm	352
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	570
Nettogewicht in kg	3,92
Brutogewicht in kg	4,42