

E 521/2

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 7 extractie-, orthodontische of techniektangen.



- Vakgrootte: 21 x 80 mm
- Ook geschikt voor tangen bijv. van podologie

EAN: 4002514616438 / Materiaalnummer: 07476430 / Oud Materiaalnummer: 68552103D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Tangen [aantal]	7
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	135
Buitenmaat, nettobreedte in mm	100
Buitenmaat, nettodiepte in mm	189
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	175
Buitenmaat, brutodiepte in mm	220
Nettogewicht in kg	0,42
Brutogewicht in kg	0,46