


RK LWMM
Meetmodule geleidbaarheid
als uitbreidingsset voor de PG 8536.



EAN: 4002514641928 / Materiaalnummer: 07514620 / Oud Materiaalnummer: 69224015D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8536	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	420
Nettogewicht in kg	2,02
Brutogewicht in kg	2,97