

Flessenhouder
Flessenhouder
voor het onderrek in de vaatwasser

EAN: 4002514855059 / Materiaalnummer: 07549120 / Oud Materiaalnummer:



- voor het plaatsen van babyflessen, flessen en nog veel meer
- perfecte reiniging door verticale plaatsing
- de bevestiging voor de flessensteun mat.nr. 7506601 is nodig
- voor G4xxx, G5xxx, G6xxx
- bij G5xxx alleen te gebruiken voor toestellen tot 12-2016