

E 491

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van roterende instrumenten.



- Geschikt voor 18 turbineschachten
- Geschikt voor 30 hoekstukassen
- Ook geschikt voor roterende instrumenten bijv. van podologie

EAN: 4002514697949 / Materiaalnummer: 07600210 / Oud Materiaalnummer: 68549101D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Schachten [aantal]	48
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	53
Buitenmaat, nettobreedte in mm	70
Buitenmaat, nettodiepte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00