

ALWD BS 27/28

Scanner

voor het eenvoudig registreren van barcodes voor detectie van belading/gebruik.



EAN: 4002514753416 / Materiaalnummer: 07686510 / Oud Materiaalnummer: 69247012D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,00

- Scanneraansluiting met scanner
- Gemakkelijke registratie van gegevens voor de procesdocumentatie
- Geschikt voor de reine zijde, onreine zijde of voor beiden*

* De combinatie van een scanner met een printer is alleen aan de reïne kant mogelijk.