

E 497

Sproeier

voor optimale plaatsing larynxmaskers met dubbele en enkele tube. Hoogte 195 mm.

EAN: 4002514811253 / Materiaalnummer: 07759470 / Oud Materiaalnummer: 69749701D



- H 195 mm, met buis aan zijkant
109 mm

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	195
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,06
Brutogewicht in kg	0,07