

E 499

Spoelsysteem

voor het optimaal plaatsen van zuig- en spoelcanules en veres-naalden.



- Verschillende aansluitingen bij zuig- & spoelcanules mogelijk
- Compatibel met belaadwagen met inspuiters

EAN: 4002514811482 / Materiaalnummer: 07759500 / Oud Materiaalnummer: 69549901D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	30
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	0,23