

E 735/2

Wagen

voor het optimaal plaatsen van instrumenten op 3 niveaus.



- Uitgerust met 2 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)

EAN: 4002514816388 / Materiaalnummer: 07765710 / Oud Materiaalnummer: 69573503D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
G 7826	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
DIN-zeefschaal [aantal]	6
SPRI-zeefschaal [aantal]	3
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	552
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Brutogewicht in kg	12,80
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1