

E 900-4/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 4 niveaus.



- Belaadcapaciteit: 12 DIN-zeef\*
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

\* DIN-zeef: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816401 / Materiaalnummer: 07765740 / Oud Materiaalnummer: 69590005D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	12
SPRI-zeefschalen [aantal]	8
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	557
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	720
Buitenmaat, brutobreedte in mm	830
Buitenmaat, brutodiepte in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Brutogewicht in kg	30,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1