

E 935/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 3 niveaus.



- Belaadcapaciteit: 9 DIN-zeef
- Uitgerust met 2 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet)

* DIN-zeef: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Materiaalnummer: 07765780 / Oud Materiaalnummer: 69593503D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	9
SPRI-zeefschalen [aantal]	6
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	524
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	720
Buitenmaat, brutobreedte in mm	830
Buitenmaat, brutodiepte in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Brutogewicht in kg	30,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1