

E 975/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 2 niveaus.



- Uitgerust met een ingebouwde sproeiarm
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- De beide niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002514816449 / Materiaalnummer: 07765790 / Oud Materiaalnummer: 69597503D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	6
SPRI-zeefschalen [aantal]	4
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	427
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Brutogewicht in kg	12,80
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1