

E 975/2

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 2 niveaus.



- Uitgerust met een ingebouwde sproeiarm
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- De beide niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002514816449 / Materiaalnummer: 07765790 / Oud Materiaalnummer: 69597503D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	6
SPRI-zeefschalen [aantal]	4
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	426
Buitenmaat, nettobreedte in mm	636
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Brutogewicht in kg	12,80
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1