


E 925
Module
voor het optimaal plaatsen van korte MIC-instrumenten.



- Geschikt voor maximaal 20 holle instrumenten*
- Onderverdeling voor bijvoorbeeld artroscopie, laparoscopie

* De maximale lengte van holle instrumenten bedraagt 190 mm in de bovenste en 220 mm in de onderste rij.

EAN: 4002514910796 / Materiaalnummer: 07904100 / Oud Materiaalnummer: 69592501D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	20
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	568
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	630
Nettogewicht in kg	4,00
Brutogewicht in kg	4,00
Meegeleverde verpakking	
E 336 spoelhuls MIBO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	1
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	1
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	2
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	4
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	2
E 452 inspuiters 2,5 x 60 mm [aantal]	4
E 453 inspuiters 4 x 110 mm met klem [aantal]	3
E 454 inspuiters voor trocarthulzen 10-15 mm [aantal]	3
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	1
E 472 klemveer voor inspuiters Ø 4 mm [aantal]	1
E 907/1 zeefinzet met deksel voor kleine items [aantal]	1