

APH 550 Sego
Segolabel Miele Edition: Starterset
voor het maken van etiketten voor steriele artikelen.



- Compleet pakket met printer, adapter, kabels en 1 000 etiketten
- Veilige codering van steriel verpakte artikelen
- Nuttige aanvulling op Segosoft Miele Edition
- Zinnige aanvulling op CUBE/ CUBE X-sterilisatoren
- Eenvoudige aansluiting via USB-kabel

EAN: 4002514940502 / Materiaalnummer: 07951400 / Oud Materiaalnummer: 68814001D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Behandeling van robotinstrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Behandeling van orthopedische OK-instrumenten	•
Behandeling van intramedullaire spijkers/boren	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	178
Buitenmaat, nettobreedte in mm	135
Buitenmaat, nettodiepte in mm	240
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	2,90
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•