

APH 304
Verlengsnoer
5 m, voor het verlengen van de aansluitkabel type 1 en 2.



EAN: 4002514940540 / Materiaalnummer: 07951440 / Oud Materiaalnummer: 68815401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van objectglasjes	•
Behandeling van butyrometers	•
Behandeling van apothekers//infuusflessen	•
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheelkundige instrumenten	•
Behandeling van robotinstrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van babyflessen	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Behandeling van orthopedische OK-instrumenten	•
Behandeling van intramedullaire spijkers/boren	•
Behandeling van trays/dienbladen	•

APH 304

Verlengsnoer

5 m, voor het verlengen van de aansluitkabel type 1 en 2.



EAN: 4002514940540 / Materiaalnummer: 07951440 / Oud Materiaalnummer: 68815401D

Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van maatcilinders	•
Behandeling van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,22
Brutogewicht in kg	0,22