

E 428

Wagen

voor het optimaal plaatsen van instrumenten voor robochirurgie.



- Geschikt voor 6 instrumenten voor robotchirurgie
- Beschikt over 1 duo- en 1 reserve-aansluiting per instrument
- Voor gebruik van de wagen is het programma ROBOTVARIO vereist*

* De chemicaliën worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld.

EAN: 4002514948805 / Materiaalnummer: 07973140 / Oud Materiaalnummer: 69542801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor robotinstrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Transparant
Toepassingsgebied	
Behandeling van robotinstrumenten	•
Capaciteit	
Robotinstrumenten [aantal]	6
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	518
Buitenmaat, nettobreedte in mm	533
Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
Buitenmaat, brutohoogte in mm	530
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Brutogewicht in kg	3,30