

E 198

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 6 zeefschalen en nierbekkens.



- Geschikt voor 6 zeefschalen of nierbekkens
- 7 houders (6 vakken), hoogte 160 mm mm, afstand 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materiaalnummer: 07984040 / Oud Materiaalnummer: 68519801D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Inzet voor zeefschalen	•
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	6
Spijlafstand in mm	67
Spijlhoogte in mm	160
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Diverse zeefschalen [aantal]	6
Nierbekkens [aantal]	6
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	495
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	0,65
Brutogewicht in kg	0,90