

## DK 27/28 WR NRS

### Uitbreidingsset

voor uitbreiding bestaande dampcondensatoren tot warmteterugwinningssysteem.



- Verhoogde efficiëntie door minder verbruik
- Eenvoudig uit te breiden door Service Professional
- Korte terugverdientijd

EAN: 4002515177167 / Materiaalnummer: 09376450 /  
Oud Materiaalnummer: 69251201ZER

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Ombouwset	•
Overige accessoires	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	360
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	375
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380
Nettogewicht in kg	19,00
Brutogewicht in kg	26,70