

DK 27/28 WR NRS

Uitbreidingsset

voor uitbreiding bestaande dampcondensatoren tot warmteterugwinningssysteem.



- Verhoogde efficiëntie door minder verbruik
- Eenvoudig uit te breiden door Service Professional
- Korte terugdientijd

EAN: 4002515177167 / Materiaalnummer: 09376450 /

Oud Materiaalnummer: 69251201ZER

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8528	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Overige accessoires	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	360
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	375
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380
Nettogewicht in kg	19,00
Brutogewicht in kg	26,70