

E 900-6

Wagen

voor het optimaal reinigen van instrumenten op 6 niveaus.



- Uitgerust met aansluitingen voor holle instrumenten
- Belaadcapaciteit: 18 DIN-zeven*
- Uitgerust met 3 ingebouwde sproeiarmen
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

* DIN-zeef: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materiaalnummer: 09525120 / Oud Materiaalnummer: 69590007D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor inzetrekken	•
Wagen voor zeefschalen	•
Wagen voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	18
SPRI-zeefschalen [aantal]	12
Holle instrumenten [aantal]	16
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	553
Buitenmaat, nettobreedte in mm	636
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Brutogewicht in kg	12,85
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1