


KFR 30060 PF

Flessenrek

voor het veilig en ruimtebesparend bewaren van flessen.

EAN: 4002515357545 / Materiaalnummer: 09552700 / Oud Materiaalnummer: 36996047D



- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Van verchroomd metaal
- Geschikt voor koelkast K 30.000 met PerfectFresh
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm