

APH 331

Verbindingskabel

voor de aansluiting van Melag Vacuclav 24, 31 en Autoclav 25.



- Aanvulling op verbindingskabel type 1
- Lengte 3 m
- Voor de aansluiting van het toestel op de Segosoft Miele Edition

EAN: 4002515350973 / Materiaalnummer: 09573240 / Oud Materiaalnummer: 68812505D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	
Behandeling van apothekers//infuusflessen	•
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Behandeling van orthopedische OK-instrumenten	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	400
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,13