

APH 331

Verbindingskabel

voor de aansluiting van Melag Vacuklav 24, 31 en Autoclav 25.



- Aanvulling op verbindingskabel type 1
- Lengte 3 m
- Voor de aansluiting van het toestel op de Segosoft Miele Edition

EAN: 4002515350973 / Materiaalnummer: 09573240 /

Oud Materiaalnummer: 68812505D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Productcategorie</b>	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van apothekers//infuusflessen	•
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van tandheekkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Behandeling van orthopedische OK-instrumenten	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Kleur	grijs
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nettogewicht in kg	0,12
Brutogewicht in kg	0,14