

Stand 1-80

Ombouwset

voor het ombouwen van een onderbouwapparaat tot een vrijstaand apparaat.



- Geschikt voor alle afwasautomaten van de serie PG 8055 – PG 8059
- Bestaand uit plint met 2 steunen, bovenblad en achterwandpaneel
- Verkrijgbaar in RVS en wit

EAN: 4002515363034 / Materiaalnummer: 09688940 / Oud Materiaalnummer: 67211604D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
Productcategorie	
Ombouwset tot vrijstaand toestel	•
Accessoires voor onderbouwtoestellen	•
Installatiemateriaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Verzinkt staalplaat, lotuswit
Kleur	Lotuswit
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	190
Buitenmaat, nettobreedte in mm	620
Buitenmaat, nettodiepte in mm	610
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	630
Buitenmaat, brutodiepte in mm	620
Nettogewicht in kg	13,00
Brutogewicht in kg	14,00