


A 100

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van injectormodules of inzetrekken.



- Bovenrek met twee modulekoppelingen
- Voor het plaatsen van 2 injectormodules of inzetten
- Automatische afsluiting wateraansluiting indien buiten gebruik
- Belaadhoogte met module met plastic steunen bedraagt 190 mm
- Beladingsmaten: breedte 489, lengte 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materiaalnummer: 09862320 / Oud Materiaalnummer: 69610000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Rek met modulekoppeling	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	141
Buitenmaat, nettobreedte in mm	525
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	565
Nettogewicht in kg	2,80
Brutogewicht in kg	3,49