


A 103

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Beladingshoogte: 95 mm, -breedte 505 mm, -diepte 472 mm
- Zeer geschikt voor de behandeling van DIN-zeefschalen
- Ook geschikt voor ander vaatwerk met een geringe hoogte
- Te gebruiken in combinatie met wagen A 202
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002515460641 / Materiaalnummer: 09862370 / Oud Materiaalnummer: 69610300D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	95
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	133
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	528
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	3,50
Brutogewicht in kg	4,57