


A 104

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van instrumenten uit de MIC, artroscoopie en urologie.



- Rechter zijkant voor het plaatsen van 11 holle instrumenten
- Extra Luer-Lock-aansluitingsplekken voor holle instrumenten
- Met sproeiarm: zeefschalen op de onderste wagen

EAN: 4002515460658 / Materiaalnummer: 09862380 / Oud Materiaalnummer: 69610400D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Rek voor MIC-instrumenten	•
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	1
Holle instrumenten [aantal]	11
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	332
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	526
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,00
Brutogewicht in kg	6,50