

A 150

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van injectormodules of inzetrekken.



- Onderrek met twee moduleaansluitingen
- Voor het plaatsen van 2 injectormodules of inzetten
- Automatische afsluiting wateraansluiting indien buiten gebruik
- Beladingsmaten: breedte 494, lengte 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materiaalnummer: 09862400 / Oud Materiaalnummer: 69615000D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Rek met modulekoppeling	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van butyrometers	•
Behandeling van maatcilinders	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	154
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	546
Buitenmaat, brutohoogte in mm	175
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	565
Nettogewicht in kg	2,61
Brutogewicht in kg	3,29