

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



- Installatiehoogte afhankelijk van gekozen bovenrek
- Beladingsbreedte 490 mm, -diepte 498 mm

EAN: 4002515460689 / Materiaalnummer: 09862410 / Oud Materiaalnummer: 69615100D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van babyflessen	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Behandeling van adempluchtoestellen	•
Behandeling van stofmaskers	•
Behandeling draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0

A 151

Onderrek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



EAN: 4002515460689 / Materiaalnummer: 09862410 / Oud Materiaalnummer: 69615100D

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	88
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	1,85
Brutogewicht in kg	2,40