

A 202
Wagen
voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-zeefschalen.



- Geschikt voor 4 DIN-zeefschalen op 2 niveaus
- Bevestigingsframe: uitneembaar voor behandeling hoog spoelgoed
- 6 extra aansluitmogelijkheden met Luer-Lock-verbindingen
- Met geïntegreerde sproeiarm
- De verschillende niveaus kunnen verschillend beladen worden

EAN: 4002515460719 / Materiaalnummer: 09862440 / Oud Materiaalnummer: 69620200D

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Productcategorie | |
| Wagen voor inzetrekken | • |
| Wagen voor zeefschalen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Behandeling van OK-instrumenten | • |
| Capaciteit | |
| DIN-zeefschalen [aantal] | 4 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 223 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 529 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 542 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 235 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 550 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 560 |
| Nettogewicht in kg | 5,50 |
| Brutogewicht in kg | 6,74 |