

A 204  
Wagen  
voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- Niveau 1: geschikt voor het plaatsen van inzetten
- Niveau 2 rechts: 22 aansluitingen voor holle instrumenten
- Niveau 2 links: 11 Luer-Lock-adapters, mannelijk, horizont. slang
- Met geïntegreerde sproeiarm
- Filterbuis A 800 toepasbaar in beide injectoreenheden

EAN: 4002515460733 / Materiaalnummer: 09862460 / Oud Materiaalnummer: 69620400D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor oogheekundige instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van oogheekundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	2-4
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	365
Buitenmaat, nettobreedte in mm	529
Buitenmaat, nettodiepte in mm	535
Buitenmaat, brutohoogte in mm	530
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	11,50
Brutogewicht in kg	12,50
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 476 houder [aantal]	1
E 477 aanslag [aantal]	1