


A 301/2  
Module  
voor het optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk.



- Geschikt voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, rondkolven
- Uitgerust met 18 injectoren met kunststof ondersteuning ID 160
- Sproeierafstand 78 mm in de breedte, 84 mm in de diepte

EAN: 4002515460788 / Materiaalnummer: 09862510 / Oud Materiaalnummer: 69630102D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	18
Flessen [aantal]	18
Erlenmeyers [aantal]	18
Rondkolven [aantal]	18
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	181
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	1,35
Brutogewicht in kg	2,35