


A 301/2

Module

voor het optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk.



- Geschikt voor laboratoriumglaswerk zoals erlenmeyers, rondkolven
- Uitgerust met 18 injectoren met kunststof ondersteuning ID 160
- Sproeierafstand 78 mm in de breedte, 84 mm in de diepte

EAN: 4002515460788 / Materiaalnummer: 09862510 /

Oud Materiaalnummer: 69630102D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	18
Flessen [aantal]	18
Erlenmeyers [aantal]	18
Rondkolven [aantal]	18
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	181
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	1,35
Brutogewicht in kg	2,35