


A 303
Module
voor het optimaal plaatsen van maximaal 98 pipetten.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 98 meet- en volpipetten
- Hoogte van houderframe: 150 mm
- Steeds 1 stuk te gebruiken in de rekken A 150 en APLW 106
- Beladingshoogte zonder bovenrek: 450 mm (met onderrek A 150)

EAN: 4002515460825 / Materiaalnummer: 09862560 / Oud Materiaalnummer: 69630300D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inzet/module voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	98
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	185
Buitenmaat, nettobreedte in mm	222
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,50
Brutogewicht in kg	3,50