


A 304
Module
voor het optimaal plaatsen van maximaal 98 buisjes.



- Geschikt voor bijvoorbeeld 98 centrifugebuisjes, vials, reageerbuisjes
- De beladingshoogtes variëren al naar gelang de plaatsing
- Steeds 1 stuk te gebruiken in de rekken A 100, A 150 en APLW 106

EAN: 4002515460832 / Materiaalnummer: 09862570 / Oud Materiaalnummer: 69630400D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuisen	•
Capaciteit	
Ampullen [aantal]	98
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	222
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,30
Brutogewicht in kg	3,30