

A 307

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 20 OK-klompen tot maat 48.



- Geschikt voor 20 OK-klompen
- Met elk 265 mm lange houders
- Voor gebruik in onderrek A 151
- Behandeling mogelijk van OK-klompen tot maat 48

EAN: 4002515460856 / Materiaalnummer: 09862590 / Oud Materiaalnummer: 69630700D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor OK-schoenen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-schoenen	•
Capaciteit	
OK-schoenen [aantal]	20
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	279
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	300
Buitenmaat, brutobreedte in mm	395
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,46
Brutogewicht in kg	1,99